

Pharmacie de Sèvres 143 route de Vertou 44200 Nantes	N°	Version	<b>Nom de la procédure : Réalisation Test Diagnostic Rapide Angine Bactérienne</b>	Nb de page : 2
	13	a		
Création le : 10/02/2023 Par : Clara Thorel	Validée le 31/01/2023		Date d'application : 31/01/2023 Par : Nicolas Grinand	

### Domaine d'application

Cette procédure concerne la réalisation, par un pharmacien formé, d'un test de diagnostic rapide (TROD) de l'angine bactérienne à streptocoque A, dans un espace de confidentialité.

### Eligibilité

Les deux types d'angines éligibles au TROD sont l'**angine érythémateuse** (« angine rouge ») et l'**angine érythémato-pultacée** (« angine blanche »).

Le patient doit être réorienté vers une consultation médicale si l'aspect des amygdales évoque une angine pseudomembraneuse, ulcéreuse, vésiculeuse.

Le patient est exclu si :

- Patient âgé  $\leq 10$  ans
- Patient immunodéprimé (VIH, traitement(s) immunosuppresseur(s), cancer sous chimio ...)
- Patient enceinte fébrile (température  $> 38^{\circ}\text{C}$ )
- Patient  $> 70$  ans ET avec température  $> 38^{\circ}\text{C}$
- Episode similaire de moins d'un mois traité par ATB

### Score de MAC ISAAC

Si le patient n'est pas concerné par les critères d'exclusion, et qu'il est âgé de plus de 15 ans alors calculer le score de MAC ISAAC


Fièvre $> 38^{\circ}\text{C}$	+ 1
Absence de toux <sup>(1)</sup>	+ 1
Adénopathies cervicales douloureuses	+ 1
Tuméfaction et/ou exsudats amygdalien <sup>(2)</sup>	+ 1
15 ans $<$ âge $<$ 44 ans	0
$> 45$ ans	- 1

**Score  $\geq 2 \rightarrow$  ELIGIBLE TROD**

(1) La toux est statistiquement la plus souvent retrouvée dans les angines virales.

(2) Peu nécessiter l'observation de la gorge du patient

### Arbre décisionnel



- (3) Angine certainement à streptocoque A : nécessité d'une consultation médicale pour mise en place d'une antibiothérapie
- (4) Angine probablement non à streptocoque A, pas d'antibiothérapie, possibilité d'un traitement symptomatique



Le consentement du patient doit toujours être recueilli de manière claire avant la réalisation d'un TROD

### En pratique

Réalisation du prélèvement pharyngé dans un espace de confidentialité.

Le testeur :


- DOIT porter un masque
- Peut se munir d'une lampe frontale
- Peut utiliser un abaisse langue afin de dégager correctement la gorge pour atteindre les amygdales

Le patient :

- Doit ouvrir grand la bouche
- Doit tirer la langue et dire « AAH » pour dégager les amygdales afin de faciliter le prélèvement

### → Le prélèvement :

Demander au patient s'il a un réflexe émétique important. Prévoir un haricot si c'est le cas.



- (1) **ATTENTION** : le coton tige utilisé lors du prélèvement doit être inséré dans la gorge puis ressorti sans toucher la langue, les joues, le palais, les dents. Ne pas toucher la luette qui pourrait déclencher le réflexe émétique.

### → La lecture du résultat :

- **2 barres** (une en face du C + une en face du T), même si l'une des deux est plus claire que l'autre = POSITIF
- **1 barre en face du C** : test NEGATIF
- **1 barre en face du T** : test INDETERMINE